

Pipetas multicanal XLS+



RAININ
Pipetting 360°

Pipetas multicanal XLS+

Menor peso

Menor fuerza

Mayor control

Mejor equilibrio

Pipetas multicanal ligeras

Rendimiento que puede apreciar

METTLER TOLEDO

Pipetas multicanal XLS+ de Rainin

Peso ligero y rendimiento óptimo

Las nuevas pipetas multicanal XLS+™ de Rainin de METTLER TOLEDO elevan el listón del rendimiento y pipeteo multicanal. Los nuevos modelos son hasta un 35 % más ligeros, lo que implica que su manejo es más sencillo y que cuidan sus manos, incluso tras horas de pipeteo.

Las XLS+ son las pipetas multicanal de Rainin disponibles más avanzadas en términos ergonómicos y técnicos. Equipadas con la tecnología patentada LiteTouch™ System (LTS™) de Rainin, estas pipetas multicanal cuidan sus manos y permiten una recogida de muestras uniforme y precisa en todos los canales. De fabricación robusta y con los mejores materiales disponibles, estas pipetas multicanal están diseñadas para proporcionar un servicio constante y fiable durante años. Además, como en todas las pipetas XLS+ de Rainin, la etiqueta RFID incorporada permite realizar un seguimiento avanzado de las calibraciones.




Ligeras

Por fin, comodidad y rendimiento incluso tras horas de pipeteo. Las pipetas multicanal XLS+ de Rainin son ligeras, pero equilibradas y robustas; con un ajuste, manejo y acabado de primera clase.



Mayor control

Las pipetas multicanal XLS+ de Rainin se encuentran entre las más sencillas y con mayor capacidad de respuesta que usará jamás. En todos los modelos y rangos de volumen, el funcionamiento es perfecto y absolutamente uniforme de principio a fin.



Óptima ergonomía

Nada puede compararse a la tecnología patentada LiteTouch System (LTS) de Rainin en términos de ergonomía y facilidad de uso; proporciona una carga de puntas rápida, un sellado perfecto y facilidad de expulsión de puntas. Además, gracias a nuevas juntas internas bajas y muelles más blandos, sus manos notarán la diferencia.



Uniformidad de los canales

Gracias a su pequeña área de sellado y un tope positivo, LTS proporciona un sellado rápido y perfecto en todos los canales. No tendrá que volver a agitar ni apretar a mano las puntas. El sellado perfecto tiene como resultado una recogida de muestras homogénea en todos los canales y en todo momento.



Rendimiento más rápido

Agilice el trabajo con placas gracias a las pipetas multicanal electrónicas E4 XLS+ de Rainin. Los modos especiales optimizan la forma en la que se transfieren varias alícuotas, se realizan diluciones en serie y se preprograman series de transferencias de volumen.



Modelos Pipet-Lite XLS+ y E4 XLS+

Pipetas multicanal XLS+ de Rainin

Modelos manuales y electrónicos



Pipeta multicanal Pipet-Lite XLS+

Referencia MT	Descripción	Rango de volumen
8 canales		
17013802	L8-10XLS+	0,5-10 µL
17013803	L8-20XLS+	2-20 µL
17013804	L8-50XLS+	5-50 µL
17013805	L8-200XLS+	20-200 µL
17013806	L8-300XLS+	20-300 µL
17014496	L8-1200XLS+	100-1200 µL
12 canales		
17013807	L12-10XLS+	0,5-10 µL
17013808	L12-20XLS+	2-20 µL
17013809	L12-50XLS+	5-50 µL
17013810	L12-200XLS+	20-200 µL
17013811	L12-300XLS+	20-300 µL
17014497	L12-1200XLS+	100-1200 µL

Pipetas multicanal E4 XLS+

Referencia MT	Descripción	Rango de volumen
8 canales		
17013792	E8-10XLS+	0,5-10 µL
17013793	E8-20XLS+	2-20 µL
17013794	E8-50XLS+	5-50 µL
17013795	E8-200XLS+	20-200 µL
17013796	E8-300XLS+	20-300 µL
17014498	E8-1200XLS+	100-1200 µL
12 canales		
17013797	E12-10XLS+	0,5-10 µL
17013798	E12-20XLS+	2-20 µL
17013799	E12-50XLS+	5-50 µL
17013800	E12-200XLS+	20-200 µL
17013801	E12-300XLS+	20-300 µL
17014499	E12-1200XLS+	100-1200 µL

Las pipetas LTS de Rainin están diseñadas para su uso con puntas LTS.

www.mt.com/rainin

Para más información

Mettler-Toledo Rainin, LLC

Sujeto a cambios técnicos
 © 04/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC
 Impreso en Suiza 17700757 Rev E



Quality Certificate ISO 9001
 Environment Certificate ISO 14001